


Anticorpo Policlonale Anti-Bclaf1 Per Wb E Elisa - Q9Nyf8

Numero articolo: CM0024202



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro BCLAF1 (BTF), adatto per Western blot (WB) e ELISA. Reagisce in modo crociato con BCLAF1 di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sull'apoptosi e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BCLAF1 Rabbit pAb
Note/Alias	BTF, bK211L9.1, BCLAF1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9774
ID gene	9774
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 330-552 di BCLAF1 umano (NP_001070909.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NYF8
Peso proteico	106 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio