

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bcmo1 Per Wb, Elisa - Q9Hay6

Numero articolo: CM0018310

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio BCMO1 per applicazioni WB ed ELISA. Validato in campioni umani, di topo e di ratto. Mira alla beta-carotene diossigenasi 1, un enzima chiave nella produzione di retinale e nella visione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BCMO1 Rabbit pAb
Note/Alias	BCO; BCDO; BCMO; BCDO1; BCMO1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	53630
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 268-547 di BCMO1 umano (NP_059125.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HAY6
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio