


Anticorpo Policlonale Anti-Bcr Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11274

Numero articolo: CM0015114



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità anti-BCR coniglio, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva BCR umano, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione delle piccole GTPasi e della biologia sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BCR Rabbit pAb
Note/Alias	ALL; CML; PHL; BCR1; D22S11; D22S662; BCR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	613
GeneID	613
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11274
Peso Proteico	143kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio