


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bdkrb2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P30411

Numero articolo: CM0029619



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BDKRB2 umano (recettore B2 della bradichinina), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione GPCR e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BDKRB2 Rabbit pAb
Note/Alias	B2R; BK2; BK-2; BKR2; BRB2; BDKRB2
Specie	Umano
GeneID (umano)	624
GeneID	624
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 302-391 di BDKRB2 umano (NP_000614.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30411
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio