


Anticorpo Monoclonale Anti-Bdnf Per If-P, Elisa - P23560

Numero articolo: CM0005654



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il BDNF umano, validato per IF-P e ELISA. Rileva il BDNF di topo e ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienza sulla segnalazione neurotrofica, la plasticità sinaptica e la sopravvivenza neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BDNF Rabbit mAb
Note/Alias	ANON2; BULN2; BDNF
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	627
ID Gene	627
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100 e 200 del BDNF umano (P23560).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P23560
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio