


Anticorpo Monoclonale Anti-Bdnf (Mouse) Per Wb, Elisa - P23560

Numero articolo: CM0003884



introduzione

Anticorpo monoclonale murino di alta qualità contro BDNF umano (P23560), validato per Western blot e ELISA. Rileva BDNF di topo e ratto. Ideale per studi di neurobiologia e plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BDNF Mouse mAb
Note/Alias	ANON2; BULN2; BDNF
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	627
GeneID	627
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-247 della BDNF umana (P23560)
Origine	Mouse
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P23560
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio