


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bdnf Per Wb, Elisa - P23560

Numero articolo: CM0022466



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il BDNF umano (fattore neurotrofico derivato dal cervello), adatto per WB ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze e delle neurotrofine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BDNF Rabbit pAb
Note/Alias	ANON2; BULN2; BDNF
Specie	Uomo
GeneID (umano)	627
GeneID	627
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-247 del BDNF umano (NP_733928.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P23560
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante