

Anticorpo Policlonale Anti-Beclin 1 Per Wb, Elisa - Q14457

Numero articolo: CM0021615



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Beclin 1 validato per Western blot (WB) e ELISA. Rileva una banda di ~52 kDa in campioni di origine umana, murina e ratto. Adatto per ricerche sull'autofagia e la morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Beclin 1 Rabbit pAb
Note/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	8678
ID gene	8678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-280 della Beclin 1 umana (NP_003757.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14457
Peso proteico	52 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio