

Anticorpo Policlonale Anti-Beclin 1 Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q14457

Numero articolo: CM0029284



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro Beclin 1 umano (ATG6/VPS30), generato con immunogeno ricombinante. Validato per WB, IP, IHC-P, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Beclin 1 Rabbit pAb
Note/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8678
Gene ID	8678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di Beclin 1 umano (NP_003757.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14457
Peso proteico	52 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio