

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Beclin 1 (Validato Ko) Per Wb E Elisa - Q14457

Numero articolo: CM0005889



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KO contro la Beclin 1 umana, validato per WB e ELISA. Riconosce la Beclin 1 umana, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sull'autofagia e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] Beclin 1 Rabbit mAb
Note / Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1; BECN1; beclin-1; 1
Specie	Umana
GeneID (umano)	8678
GeneID	8678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 della Beclin 1 umana (NP_003757.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14457
Peso proteico	52 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio