


Anticorpo Policlonale Anti-Best1 Per Wb, Elisa - 076090

Numero articolo: CM0013493



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro BEST1 umano (Bestrophin-1), validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sull'epitelio pigmentato retinico e sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BEST1 pAb di coniglio
Note/alias	ARB; BMD; BEST; RP50; VMD2; TU15B; Best1V1Delta2; BEST1
Specie	Umano
GeneID (umano)	7439
GeneID	7439
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	076090
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante