

Anticorpo Policlonale Anti-Best1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - 076090

Numero articolo: CM0030348



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Bestrofina-1 umana (BEST1). Convalidato per WB ed ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'epitelio pigmentato retinico e studi sui canali anionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb BEST1 di Coniglio
Note/Alias	ARB; BMD; BEST; RP50; VMD2; TU15B; Best1V1Delta2; BEST1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7439
GeneID	7439
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 171-270 della BEST1 umana (NP_004174.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	076090
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio