

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bet1 Per Wb Ed Elisa - O15155

Numero articolo: CM0015472



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BET1 umano (HBET1), validato in WB ed ELISA. BET1 è una proteina SNARE necessaria per il trasporto vescicolare dal RE al Golgi, localizzata nelle membrane del RE e del cis-Golgi. Ideale per lo studio del traffico intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BET1 Rabbit pAb
Note/Alias	HBET1; BET1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10282
GeneID	10282
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-94 di BET1 umano (NP_005859.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O15155
Peso della proteina	13 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico