

## Anticorpo Policlonale Anti-Bet1L Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Nym9

Numero articolo: CM0018642

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a BET1L umano (GS15), una proteina SNARE del Golgi. Adatto per applicazioni WB ed ELISA. BET1L è coinvolto nel trasporto retrogrado delle vescicole e nell'integrità del complesso di Golgi. Ideale per la ricerca sul traffico del Golgi e sulla biologia delle SNARE.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | BET1L pAb coniglio                                                                                                                                |
| Osservazioni/Alias  | GS15; BET1L1; GOLIM3; HSPC197; BET1L                                                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                                                             |
| Gene ID (Umano)     | 51272                                                                                                                                             |
| Gene ID             | 51272                                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-60 di BET1L umano (NP_057610.2). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                         |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                                             |
| SWISS               | Q9NYM9                                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 12kDa                                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                |