

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Beta 2 Microglobulina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61769

Numero articolo: CM0003212



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la beta 2 Microglobulina (B2M) umana, adatto per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Uno strumento chiave per gli studi sulla presentazione dell'antigene MHC di classe I.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-beta 2 Microglobulina
Note/Alias	IMD43; beta 2 Microglobulina
Specie	Umana
GeneID (Umano)	567
GeneID	567
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P61769
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio