

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Beta-Defensina 26 (Defb26) Per If/Icc, Elisa - Q32Zg6

Numero articolo: CM0013142

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Defb26 pAb validato per IF/ICC, ELISA. Reagisce con l'uomo. Ottenuto in coniglio contro la proteina ricombinante Defb26 di ratto. Per la ricerca sulle defensine antimicrobiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Defb26 Rabbit pAb
Note/Alias	DEFB126; C20orf8; DEFB-26; DEFB26; HBD26; bA530N10.1; hBD-26; Defb26
Specie	Ratto
ID del gene (umano)	81623
ID del gene	641629
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-128 di Defb26 di ratto (NP_001032595.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q32ZG6
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante