

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Beta-Galattosidasi (GLB1) Per Wb, Elisa - P16278

Numero articolo: CM0016241



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GLB1 umano (beta-galattosidasi/recettore 1 dell'elastina), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sui disordini da accumulo lisosomiale e sull'elastogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	GLB1 Rabbit pAb
Note/Alias	EBP; ELNR1; MPS4B; GLB1
Specie	Umano
ID Gene	2720 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di GLB1 umano (NP_000395.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16278
Peso Proteico	76kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio