


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Beta Glucuronidasi (Gusb) Per Wb E Elisa - P08236

Numero articolo: CM0002563



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio si rivolge alla beta-glucuronidasi umana (GUSB), un enzima lisosomiale che degrada i solfati di dermatano e cheratano. Ideale per applicazioni WB ed ELISA utilizzando campioni umani. L'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 1-100.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	beta glucuronidasi (GUSB) mAb coniglio
Osservazioni/Alias	BG; MPS7; beta glucuronidasi (GUSB)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2990
GeneID	2990
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della beta-glucuronidasi umana (GUSB) (NP_000172.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08236
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio