

Anticorpo Policlonale Anti-Bfar Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzs9

Numero articolo: CM0025562

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro BFAR umano (RNF47), validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e sullo stress del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BFAR Rabbit pAb
Note/Alias	BAR; RNF47; BFAR
Specie Target	Umano
GeneID	51283
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di BFAR umano (NP_057645.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NZS9
Peso Molecolare Proteico	53kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio