

Anticorpo Policlonale Anti-Bgn Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P21810

Numero articolo: CM0028482

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la biglicanina umana (BGN), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociato con umano e topo. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare e sul tessuto connettivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BGN Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A; BGN
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	633
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 38-368 di BGN umano (NP_001702.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P21810
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio