

Anticorpo Policlonale Anti-Bhlhe40 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14503

Numero articolo: CM0027088

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BHLHE40 validato per WB, IHC-P e ELISA in uomo, topo e ratto. Bersaglia il repressore trascrizionale circadiano DEC1/SHARP2. Ideale per la ricerca sul ritmo biologico e la regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	BHLHE40 Rabbit pAb
Note/Alias	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2; BHLHE40
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	8553
ID Gene	8553
Immunogeno	Proteina ricombinante o proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 121-300 di BHLHE40 umano (NP_003661.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O14503
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio