


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bhmt Per Wb, If-P, Elisa - Q93088

Numero articolo: CM0013713



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro BHMT umano (betaina-omocisteina S-metiltransferasi 1). Validato per applicazioni WB, IF-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo dell'omocisteina. Peso proteico 45kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BHMT Rabbit pAb
Note/Alias	BHMT1; HEL-S-61p; BHMT
Specie	Umano
GeneID (umano)	635
GeneID	635
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 177-406 di BHMT umano (NP_001704.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q93088
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio