


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bicd2 Per Wb, Elisa - Q8Td16

Numero articolo: CM0018401



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BICD2 (SMALED2) per Western blot e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. BICD2 è una proteina adattatrice per il complesso motorio della dineina, coinvolta nel trasporto Golgi-ER e nel posizionamento nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	BICD2 Rabbit pAb
Note/Alias	SMALED2; SMALED2A; SMALED2B; bA526D8.1; BICD2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	23299
GeneID	23299
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 440-620 di BICD2 umano (NP_001003800.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8TD16
Peso proteico	94kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio