


Mab Anti-Bid Convalidato Kd (Validato Knockdown) Per Wb, Elisa - P55957

Numero articolo: CM0007631



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina Bid umana (UniProt P55957, 22 kDa), convalidato tramite knockdown (KD). Adatto per Western blotting e ELISA; ideale per studi su apoptosi e via mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] Bid mAb di coniglio
Note/Alias	FP497; [Convalidato KD] Bid
Specie	Umana
ID gene	637
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-195 della Bid umana (NP_001187.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P55957
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio