


Anticorpo Policlonale Anti-Bif-1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y371

Numero articolo: CM0016020



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Bif-1 umano (Endophilin-B1, CGI-61), validato per WB, IHC-P, ELISA. Cross-reattiva con topo, ratto. Bif-1 regola la dinamica mitocondriale, l'apoptosi, l'autofagia. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Nome del prodotto	Bif-1 Rabbit pAb
Note/Alias	Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dj612B15.2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51100
GeneID	51100
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 120-365 di Bif-1 umano (NP_057093.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9Y371
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio