


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Bim Per Wb E Elisa - O43521

Numero articolo: CM0002482



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-Bim convalidato per WB e ELISA. Riconosce Bim di origine umana, mouse e ratto. Immunogeno: peptide sintetico dalla regione N-terminale. Ideale per la ricerca sull'apoptosi. SWISS O43521.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Bim Rabbit mAb
Note / Alias	BAM; BIM; BOD; Bim
Specie	Umana
ID gene (Umano)	10018
ID gene	10018
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina Bim umana (O43521)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Mouse, Ratto
SWISS	O43521
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio