


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bim Per Ihc-P Ed Elisa - O43521

Numero articolo: CM0015044



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Bim (BCL2L11), un regolatore chiave dell'apoptosi, validato per IHC-P ed ELISA in campioni umani. Ideale per la ricerca sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Bim Rabbit pAb
Note/alias	BAM; BIM; BOD; Bim
Specie	Uomo
GenelD (uomo)	10018
GenelD	10018
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-130 di Bim umano (NP_619527.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O43521
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante