


Anticorpo Policlonale Anti-Bim Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O43521

Numero articolo: CM0019470



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Bim (BCL2L11) umano per la ricerca sull'apoptosi. Validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio dei meccanismi di morte cellulare programmata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Bim Rabbit pAb
Note/Alias	BAM; BIM; BOD; Bim
Specie	Umana
GeneID (Umana)	10018
GeneID	10018
Immunogeno	Peptide sintetico - Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100 e 198 di Bim umano (NP_619527.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O43521
Peso Proteico	22 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio