


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bin1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00499

Numero articolo: CM0006659



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-BIN1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. BIN1 (Anfifisina II) regola la curvatura della membrana, l'endocitosi e la formazione dei tubuli T. Ideale per la ricerca nelle neuroscienze e sul muscolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BIN1 Rabbit mAb
Note/Alias	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	274
GeneID	274
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 511-593 della BIN1 umana (NP_647593.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O00499
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio