


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bin1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000499

Numero articolo: CM0020810



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-BIN1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva BIN1 umano e di ratto (~65 kDa). Ideale per la ricerca sul rimodellamento delle membrane, l'endocitosi e le malattie neuromuscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb BIN1 di coniglio
Note/Alias	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	274
GeneID	274
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-409 di BIN1 umano (NP_647601.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	000499
Peso della proteina	65 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante