

Anticorpo Policlonale Anti-Bin2 Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q39011

Numero articolo: CM0019531

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità che targeting Arabidopsis thaliana BIN2 (chinasi proteica correlata a shaggy eta). Adatto per Western blot e ELISA. Regolatore negativo della segnalazione delle brassinosteroidi. UniProt Q39011.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BIN2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATSK21; BRASSINOSTEROID-INSENSITIVE 2; DWARF 12; DWF12; F28A21.120; F28A21_120; SHAGGY-LIKE KINASE 21; SK21; UCU1; ULTRACURVATA 1; BIN2
Specie	Arabidopsis thaliana
ID Gene	827605
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 281-380 di Arabidopsis thaliana BIN2 (NP_193606.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q39011
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio