

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bin3 Per Wb, Elisa - Q9Nqy0

Numero articolo: CM0018445

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-BIN3 per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Cross-reattivo con BIN3 umano, murino e ratto (~30 kDa). Ideale per la ricerca sulla divisione cellulare e sul citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BIN3 Coniglio pAb
Note/Alias	BIN3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55909
Gene ID	55909
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-253 del BIN3 umano (NP_061158.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NQY0
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio