


Anticorpo Monoclonale Anti-Bip/Grp78 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11021

Numero articolo: CM0012156



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo diretto contro BiP/GRP78 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo stress del reticolo endoplasmatico, il ripiegamento proteico e le malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di topo anti-BiP/GRP78
Note/alias	BIP; GRP78; HEL-S-89n
Specie	Umano
GeneID (umano)	3309
GeneID	3309
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetizzato derivato da BiP/GRP78 umano.
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P11021
Peso della proteina	72 kDa
Spedizione	Ghiaccio in busta