


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bip/Grp78 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P11021

Numero articolo: CM0005586



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per BiP/GRP78 umano, validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva BiP endogeno in umano, topo, ratto e maiale. Essenziale per studi sullo stress del RE, sui chaperon e sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio BiP/GRP78
Note/Alias	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
Specie	Umano
ID Gene	3309
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 531-630 di BiP/GRP78 umano (NP_005338.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Maiale
SWISS	P11021
Peso Proteico	72 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio