


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bip/Grp78 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa) - P11021

Numero articolo: CM0013569



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-BiP/GRP78 validato per Western blot (WB), IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Riconosce la BiP umana, murina e di ratto, una chaperone del reticolo endoplasmatico coinvolta nel ripiegamento proteico e nella UPR. Ideale per la ricerca sullo stress del reticolo endoplasmatico e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BiP/GRP78 pAb di coniglio
Note/Alias	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3309
GeneID	3309
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 550-654 della BiP/GRP78 umana (NP_005338.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P11021
Peso della proteina	72 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante