


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Birc7 (Kiap/Livin/MI-Iap) - Q96Ca5

Numero articolo: CM0012990



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BIRC7 umano (Livin, KIAP). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BIRC7 Rabbit pAb
Note/Alias	KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7
Specie	Umano
ID gene (umano)	79444
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-265 di BIRC7 umano (NP_647478.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q96CA5
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante