

Anticorpo Policlonale Anti-Birc7 Per Wb, Elisa - Q96Ca5

Numero articolo: CM0026285



introduzione

BIRC7 Rabbit pAb convalidato per rilevamento WB e ELISA di BIRC7 (Livin/ML-IAP) umano e murino. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e il ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BIRC7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	79444
ID Gene	79444
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-265 di BIRC7 umano (NP_647478.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q96CA5
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio