


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Blbp/Fabp7 Per Wb, If-P, Elisa - O15540

Numero articolo: CM0006688



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit ad alta specificità che bersaglia la BLBP/FABP7 umana, una proteina legante lipidi cerebrale coinvolta nello sviluppo del SNC. Validato per WB, IF-P e ELISA; presenta reazione crociata con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BLBP/FABP7 Rabbit mAb
Note/Alias	MRG; BLBP; FABPB; B-FABP; BLBP/FABP7
Specie	Umana
GenelD (Umano)	2173
GenelD	2173
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della BLBP/FABP7 umana (NP_001437.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo
SWISS	O15540
Peso Proteico	14KDa/18KDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio