

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bloc1S2 Per Wb, Elisa - Q6Qny1

Numero articolo: CM0028814

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BLOC1S2 umano, validato per WB e ELISA in uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della biogenesi degli organelli correlati ai lisosomi, dell'estensione dei neuriti e della proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BLOC1S2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CEAP, BLOS2, BORCS2, CEAP11, BLOC1S2
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	282991
GenelD	282991
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 44-142 di BLOC1S2 umano (NP_776170.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6QNY1
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio