

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bloc1S3 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Qny0

Numero articolo: CM0023339

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BLOC1S3 umano, validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla biogenesi degli organelli correlati ai lisosomi, inclusi gli studi sul complesso BLOC-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BLOC1S3 Rabbit pAb
Note/Alias	RP; HPS8; BLOS3; BLOC1S3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	388552
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-202 di BLOC1S3 umano (NP_997715.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6QNY0
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio