

Anticorpo Policlonale Anti-Bloc1S6 Coniglio Per Wb E Elisa - Q9UI45

Numero articolo: CM0026193

introduzione

Anticorpo policlonale BLOC1S6 coniglio validato per Western Blot (WB) ed ELISA. Rileva BLOC1S6/pallidin umano, murino e ratto, una subunità del complesso BLOC-1 essenziale per la biogenesi degli organelli correlati ai lisosomi e il traffico intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BLOC1S6 pAb coniglio
Note/Alias	PA; HPS9; PLDN; BLOS6; PALLID; BLOC1S6
Specie	Umano
GeneID	26258
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-170 di BLOC1S6 umano (NP_036520.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UL45
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio