


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Blvrb Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P30043

Numero articolo: CM0025745



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BLVRB umano (FLR, BVRB), validato in WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare la degradazione dell'eme, la biologia redox e la segnalazione dell'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo BLVRB Rabbit pAb
Note/Alias	FLR; BVRB; SDR43U1; HEL-S-10; BLVRB
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	645
ID Gene	645
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-206 di BLVRB umano (NP_000704.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30043
Peso Proteico	22 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio