

Anticorpo Monoclonale Anti-Bmal1 Per Wb, Elisa - O00327

Numero articolo: CM0005507



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato a BMAL1 umano (gene ARNTL), validato per WB ed ELISA. Rileva BMAL1 endogeno nelle specie umana, murina e di ratto. Reagente chiave per studi sul ritmo circadiano, metabolismo e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-BMAL1
Note/Alias	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	406
GeneID	406
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-600 di BMAL1 umano (O00327))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O00327
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio