

Anticorpo Policlonale Anti-Bmal1 Per Wb, Elisa - 000327

Numero articolo: CM0022082



introduzione

Anticorpo policlonale anti-BMAL1 (Coniglio) di alta qualità validato per WB ed ELISA, che reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sui ritmi circadiani e applicazioni IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BMAL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	406
GeneID	406
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 380-510 del BMAL1 umano (NP_001284648.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00327
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio