


Anticorpo Policlonale Anti-Bmi1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P35226

Numero articolo: CM0015006



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Bmi1 umano (PCGF4/RNF51), adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Bersaglia la proteina BMI-1 del complesso polycomb, un regolatore della cromatina coinvolto nella repressione genica e nel mantenimento delle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Bmi1 Rabbit pAb
Note/Alias	PCGF4; RNF51; FLVI2/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	648
ID Gene	648
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-326 di Bmi1 umano (NP_005171.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P35226
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio