


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Bmi1 Per Wb, Elisa - P35226

Numero articolo: CM0002611



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina umana del complesso Polycomb BMI-1 (Bmi1, PCGF4). Validato per WB ed ELISA, reagisce con umano e ratto. ~37kDa, chiave per la ristrutturazione della cromatina e la ricerca sul silenziamento genico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Bmi1 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	PCGF4, RNF51, FLVI2/BMI1, flvi-2/bmi-1, Bmi1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	648
GenelD	648
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 227-326 del Bmi1 umano (P35226)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P35226
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio