

Anticorpo Policlonale Anti-Bmp10 Per Wb, Elisa - 095393

Numero articolo: CM0017009



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro BMP10 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con il ratto. Ideale per lo studio dello sviluppo cardiaco, della migrazione delle cellule endoteliali e della segnalazione BMP. Immunogeno ricombinante, peso molecolare previsto di 48 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BMP10 Rabbit pAb
Note/Alias	BMP10
Specie	Umano
GeneID (umano)	27302
GeneID	27302
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-316 di BMP10 umano (NP_055297.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	O95393
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante