

Anticorpo Monoclonale Anti-Bmp2 Coniglio Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P12643

Numero articolo: CM0010144



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio diretto contro BMP2 umano per WB, IF/ICC, IP, ELISA.

Reattività crociata con topo e ratto.

Immunogeno proteina ricombinante. Adatto per studi sulla morfogenesi ossea, osteogenesi e segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BMP2 mAb Coniglio
Note/Alias	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	650
GeneID	650
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12643
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio