

Anticorpo Policlonale Anti-Bmp2 Coniglio Per Wb, Elisa - P12643

Numero articolo: CM0018057



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BMP2 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto. Uno strumento di ricerca chiave per investigare l'osteogenesi, la segnalazione delle proteine morfogenetiche ossee e i processi di sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	BMP2 Rabbit pAb
Note/Alias	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	650
GeneID	650
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di BMP2 umano (NP_001191.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12643
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio