


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bmp2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12643

Numero articolo: CM0013079



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio BMP2 di alta qualità, validato per Western blot, IHC, IF/ICC ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'osteogenesi e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BMP2 Rabbit pAb
Note/Alias	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	650
GeneID	650
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 283-396 di BMP2 umano (NP_001191.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12643
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio